

L'appareil amovible fonctionnel

ou activateur

Son but



- Cet appareil :
 - permet de faire **grandir tes mâchoires**,
 - favorise la respiration par le nez,
 - empêche ta langue de pousser sur tes dents.
- Tu dois le porter **10 à 14 heures par jour au minimum**, c'est-à-dire :
 - **la nuit** (ne t'inquiète pas si tu le perds les premières nuits, il te faudra **quelques jours** pour t'y **habituer**.)
 - quand tu es **tranquille à la maison** (devant tes devoirs écrits, la télé ou un livre, etc...)



Attention



- Tu dois rapporter ton appareil à chaque rendez-vous !

Bla bla bla bla
bla bla bla



Astuce

> Tant que tu le perds la nuit, porte le davantage le jour !

> Tu dois pouvoir te faire **comprendre en parlant** avec l'activateur en bouche, tu peux même réussir à boire avec !



- Lorsque tu seras habitué, nous pourrons commencer à **activer** l'appareil en tournant la vis dans le sens de la flèche selon la prescription.
- Ton appareil est **fragile** et tu ne dois pas le perdre, il doit être :
 - soit dans ta bouche,
 - soit dans ta boîte.



Fais attention !

si tu as un chien, il raffole de l'odeur de résine