

Les mini-vis en orthodontie

Dans certains cas de traitement orthodontique, des petites vis peuvent être placées dans la partie osseuse afin d'avoir un ancrage orthodontique solide et de faciliter le mouvement des autres dents.

Ces mini-vis sont retirées à la fin du traitement et ne laissent aucune séquelle.

Importance de l'ancrage

L'ancrage constitue une préoccupation majeure pour les orthodontistes. En effet chaque fois qu'un déplacement de dents est effectué dans un sens, il se crée sur les dents en appui (ou dents d'ancrage) un mouvement dans le sens opposé. Il est donc primordial de combiner au mieux ces deux mouvements. Les mini-vis d'ancrage présentent de réelles qualités en termes d'efficacité et de simplicité d'utilisation.

Les mini-vis permettent de bouger une seule dent ou un petit groupe de dents sans solliciter obligatoirement d'autres dents. La gamme des mini-vis est développée, avec une grande variété de longueur et de largeur. Elles sont ainsi adaptées à différentes zones d'implantation et peuvent aussi être placées dans des points d'accès difficiles.



Le taux de succès de traitement augmente avec l'utilisation des mini-vis

Les mini-vis sont utilisées principalement dans des traitements orthodontiques complexes

La pose est simple, rapide, **sans douleur** et ne nécessite qu'une anesthésie locale légère. Leur mise en charge est immédiate, dès la pose.

Les mini-vis sont généralement fabriquées dans un alliage de titane et comprennent trois parties :

une partie intra-osseuse en forme de cône

une tête qui permet de fixer différents dispositifs (élastique, fil...)

entre les deux, un col trans-muqueux, lisse, qui permet de traverser la muqueuse en évitant les irritations et la formation d'une plaque bactérienne

Indications

Ancrage traditionnel insatisfaisant ou insuffisant

Souhait de limiter les appareillages pour raisons d'esthétique ou de confort

Orthodontie pré-prothétique

Mouvements orthodontiques complexes

Eviter une chirurgie ortho gnathique dans des cas limites

Nos conseils

Votre praticien fera le choix des mini-vis en fonction de la correction à effectuer.